



[PENTAX EG-290KP EG 290 KP VIDEO GASTROSKOP VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: BZ032024

3.333,00 € ~~2.999,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg
- **Kompatibilität :** EPK-700, EPK-100p, EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Kompatibilität :** EPK-700, EPK-100p, EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010
- Blickwinkel: 140°
- Blickrichtung: 0° (Forward viewing)
- Schärfentiefe: 5 to 100 mm
- Aussendurchmesser: 9,8 mm
- Arbeitslänge: 1050 mm
- Gesamtlänge: 1373 mm
- Up 210° / Down 120° / Right 120° / Left 120°
- Innendurchmesser: 2,8 mm



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

4 kg

Versand : Weltweit

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten.

Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

