



[PENTAX EG-2990i ENDOSKOP](#) [VIDEOGASTROSKOP – ENDOSKOPIE](#)

SKU: EG082025 - EW082025 - DN012026

Das **PENTAX EG-2990i Videogastroskop** bietet hochauflösende Bildgebung und verbesserte Manövrierfähigkeit für präzise Diagnostik und Therapie in der Gastroenterologie. Mit seinem ergonomischen Design gewährleistet es komfortable Handhabung und optimale Patientenversorgung während der Endoskopie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **PENTAX EG-2990i Endoskop Videogastroskop** ist ein hochmodernes medizinisches Instrument, das speziell für die endoskopische Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise visuelle Diagnostik und unterstützt die Durchführung therapeutischer Eingriffe im Magen, Ösophagus und Duodenum.

Dank modernster Technologie bietet das EG-2990i eine ausgezeichnete Bildqualität mit hoher Auflösung und verbesserter Farbdarstellung, was die Erkennung von Schleimhautveränderungen und Läsionen erheblich erleichtert. Die integrierte Videotechnik sorgt für eine klare und stabile Bildübertragung auf angeschlossene Monitore, wodurch die Diagnostik auch in anspruchsvollen klinischen Situationen sicher durchgeführt werden kann.

Hauptmerkmale des PENTAX EG-2990i Videogastroskops:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Ermöglicht detailgenaue Darstellung der Schleimhaut mit verbesserter Kontrast- und Farbwiedergabe.
- **Ergonomisches Design:** Optimierte Handhabung für den Untersucher mit intuitiven Bedienelementen und geringem Gewicht.
- **Flexible Endoskopspitze:** Hohe Biegsamkeit zur sicheren und komfortablen Navigation durch den oberen



Gastrointestinaltrakt.

- **Innovative Lichtquelle:** Sorgt für homogene Ausleuchtung und verbessert die Sicht auf das Untersuchungsareal.
- **Kompatibilität:** Einfache Integration in bestehende PENTAX Videoendoskopiesysteme und unterstützende Software.
- **Reinigungs- und Desinfektionsfreundlich:** Robuste Bauweise und Materialien, die eine sichere und effektive Aufbereitung gewährleisten.

Das PENTAX EG-2990i Videogastroskop eignet sich sowohl für diagnostische als auch therapeutische Anwendungen und unterstützt unter anderem:

- Erkennung und Beurteilung von Entzündungen, Ulzera und Tumoren
- Biopsieentnahmen
- Polypektomien
- Blutstillung
- Stent-Implantationen

Durch seine Präzision und Zuverlässigkeit trägt das EG-2990i maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen gastroenterologischen Endoskopie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

