



# PENTAX EG-2990I GASTROSCOPE ENDOSKOPIE ENDOSKOP GEPRÜFT

**SKU:** WA052023 // BD062023 // BQ062023 **3.999,00 €** 

zzgl. Versandkosten

Pentax EG-2990i Gastroskop ist ein hochwertiges Endoskop für die präzise Diagnostik und Behandlung im oberen Gastrointestinaltrakt. Das Gerät wurde sorgfältig geprüft und garantiert zuverlässige Bildqualität sowie optimale Handhabung bei endoskopischen Untersuchungen.



Categories: Flexible Endoskope & Zubehör

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Pentax EG-2990i Gastroskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für die diagnostische und therapeutische Gastroskopie entwickelt wurde. Dieses Instrument unterstützt Mediziner bei der präzisen Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts, einschließlich Speiseröhre, Magen und Duodenum.

### **Technische Merkmale und Vorteile:**

- **Optische Qualität:** Ausgestattet mit einem hochauflösenden Bildgebungssystem, bietet das EG-2990i eine ausgezeichnete Bildklarheit und Farbwiedergabe, die eine präzise Diagnostik ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das Endoskop liegt dank seines ausgefeilten Handgriffs komfortabel in der Hand und ermöglicht eine sichere und präzise Handhabung während der Untersuchung.
- Flexibilität und Manövrierbarkeit: Die flexible Spitze lässt sich präzise steuern, um auch schwer zugängliche Bereiche des oberen Gastrointestinaltrakts zu erreichen.
- **Arbeitskanal:** Der großzügig dimensionierte Arbeitskanal ermöglicht den Einsatz verschiedener Instrumente zur Gewebeentnahme, Blutstillung oder anderen therapeutischen Maßnahmen.



• **Hygiene und Sicherheit:** Das Endoskop ist gemäß den höchsten medizinischen Standards gefertigt und leicht zu reinigen und zu desinfizieren, um Infektionsrisiken zu minimieren.

## Prüfstandards und Qualitätssicherung:

Das Pentax EG-2990i Gastroskop wurde umfassend **geprüft und zertifiziert**, um höchste Sicherheits- und Leistungsstandards zu gewährleisten. Die strenge Qualitätskontrolle garantiert eine zuverlässige Funktionalität im klinischen Einsatz.

#### Indikationen:

- Diagnostik von Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens und des Duodenums
- Erkennung von Entzündungen, Ulzera, Tumoren und Blutungsquellen
- Therapeutische Interventionen wie Biopsien, Polypektomien und Blutstillung

Das Pentax EG-2990i Gastroskop stellt somit eine erstklassige Lösung für gastroenterologische Untersuchungen dar und unterstützt Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen sowie effektive therapeutische Maßnahmen durchzuführen.

# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**







