



[PENTAX EG-3470K GASTROSKOP - VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: BV032024

~~3.999,00 €~~ **3.333,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg
- **Kompatibel mit :** EPK-700; EPK-1000, EPK-I



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Field Of View: 140°
- Direction Of View. Forward
- IT Diameter: 11,6mm
- Angulation Up210° Down 120° Right 120° Left 120°
- Working Length . 105cm
- Channel Size. 3.8mm
- **Kompatibel mit :** EPK-700; EPK-1000, EPK-I

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

3 kg



Versand	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Zustand	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Lieferumfang	<p>Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



GALLERIE

