



## [PENTAX EG-3490K EG 3490 K GASTROSKOP VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: N/A

~~5.399,00 €~~ **4.095,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Videogastroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pentax EG-3490K ist ein flexibles Videogastroskop, das in der Gastroenterologie verwendet wird. Es ermöglicht Ärzten, den oberen Verdauungstrakt, einschließlich Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm, zu untersuchen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des EG-3490K:

1. **Bildqualität:** Das Gastroskop bietet hochauflösende Bilder, die eine detaillierte Sicht auf die Schleimhäute und mögliche Anomalien ermöglichen.
2. **Flexibilität:** Das Gerät ist so konstruiert, dass es sich leicht durch den oberen Verdauungstrakt bewegen lässt, was die Untersuchung für den Patienten weniger unangenehm macht.
3. **Ergonomisches Design:** Der Handgriff und die Steuerung sind benutzerfreundlich gestaltet, um dem Arzt eine präzise Kontrolle während der Untersuchung zu ermöglichen.
4. **Zubehör:** Es kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden, wie z.B. Biopsiezangen oder anderen Instrumenten zur Durchführung von Eingriffen während der Endoskopie.
5. **Anwendungen:** Neben der Diagnose von Erkrankungen wie Gastritis, Geschwüren oder Tumoren kann das Gastroskop auch für therapeutische Eingriffe eingesetzt werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

