



## [PENTAX EG-3490K EG 3490 K GASTROSKOP](#) [VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: CO092024

~~4.899,00 €~~ **4.095,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Videogastroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pentax EG-3490K ist ein hochmodernes Videogastroskop, das in der Gastroenterologie zur Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät:

1. **Bildqualität:** Das EG-3490K bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer hohen Auflösung, die es Ärzten ermöglicht, detaillierte Bilder von der Speiseröhre, dem Magen und dem Zwölffingerdarm zu erhalten.
2. **Flexibilität:** Das Gastroskop ist flexibel und ermöglicht eine einfache Navigation durch den oberen Gastrointestinaltrakt, was die Durchführung von Untersuchungen und Eingriffen erleichtert.
3. **Ergonomisches Design:** Das Design des Gastroskops ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, um den Komfort für den Arzt während der Untersuchung zu erhöhen.
4. **Video-Funktionalität:** Als Videogastroskop kann das EG-3490K Echtzeitbilder auf einen Monitor übertragen, was die Diagnose und Dokumentation verbessert.
5. **Zubehör:** Es gibt verschiedene Zubehörteile und Instrumente, die mit dem Gastroskop verwendet werden können, um therapeutische Eingriffe durchzuführen, wie z.B. Biopsien oder die Entfernung von Polypen.
6. **Anwendungsbereiche:** Das Gastroskop wird häufig zur Diagnose von Erkrankungen wie Gastritis, Geschwüren, Tumoren und anderen Anomalien im oberen Gastrointestinaltrakt eingesetzt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

