



## [PENTAX EG16-K10 VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: CA032024

~~6.000,00 €~~ **5.800,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Kompatibel mit:** EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010
- **Zustand:** Einsatzfähig - Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

- Innendurchmesser ( mm ) : 2,0
- Aussendurchmesser ( mm ) : 5,4
- Arbeitslänge ( mm ) : 1100
- Gesamtlänge ( mm ) : 1423
- Blickwinkel (°) : 120
- Fokus ( mm ) : 4-100
- Winkelung Auf / Ab (°) : 210 / 120
- Winkelung Rechts / Links (°) : 120 / 120
- Kompatibel mit: EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



**Versand**

Versand : Weltweit

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten.

Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen

**Zustand**

Geprüft- Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand



## GALLERIE

