



PENTAX ENDO VISION 3000 MIT KAMERAKOPF KONSOLE MIT KAMERAKOPF

SKU: DB092022

1.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

PENTAX ENDO VISION 3000 mit Kamerakopf ist eine hochmoderne Endoskopie-Konsole, die durch ihre integrierte Kamera präzise Bildgebung und zuverlässige Diagnostik in der minimalinvasiven Medizin ermöglicht. Das kompakte Design garantiert eine optimale Handhabung und exzellente Bildqualität für vielfältige endoskopische Anwendungen.



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **PENTAX ENDO VISION 3000** mit Kamerakopf ist eine hochmoderne Endoskopie-Konsole, die speziell für den Einsatz in der diagnostischen und therapeutischen Endoskopie entwickelt wurde. Diese Kombination aus Konsole und integriertem Kamerakopf gewährleistet eine herausragende Bildqualität sowie eine einfache Handhabung, um medizinischen Fachkräften präzise und zuverlässige visuelle Informationen zu liefern.

Produktmerkmale der PENTAX ENDO VISION 3000 Konsole mit Kamerakopf:

- **Integrierter Kamerakopf:** Die Kamera ist optimal auf die Konsole abgestimmt und ermöglicht eine exzellente Bildauflösung und Farbwiedergabe, die für eine präzise Diagnose unerlässlich sind.
- **Hohe Bildqualität:** Dank fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologien werden klare, scharfe und kontrastreiche Bilder in Echtzeit dargestellt.
- **Ergonomisches Design:** Die Konsole ist benutzerfreundlich gestaltet, um den Bedienkomfort während langer



Untersuchungen zu erhöhen und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und Zubehör, was eine flexible Nutzung in unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen ermöglicht.
- **Robustheit und Hygiene:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und entspricht den hohen Anforderungen an die Hygiene in medizinischen Einrichtungen.

Technische Vorteile:

- Digitale Bildverarbeitung mit hoher Signalstabilität
- Optimierte Lichtquelle für verbesserte Sichtbarkeit der Schleimhäute
- Einfache Integration in bestehende Endoskopiesysteme
- Flexible Einstellungen zur Anpassung an verschiedene Untersuchungsbedingungen

Die **PENTAX ENDO VISION 3000 mit Kamerakopf** ist eine zuverlässige Lösung für Krankenhäuser, Kliniken und Praxiszentren, die Wert auf höchste Bildqualität und Bedienkomfort legen. Sie unterstützt Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und effektive Behandlungsmaßnahmen durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

