



PENTAX EPK-700 FÜR DIE VIDEOENDOSKOPIE VIDEO PROZESSOR MIT TASTATUR

SKU: AP042015

2.140,81 €

- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon / $\leq 6500K$
- Helligkeitsregelung / System
Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-
/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau ± 5 Stufen
- Konturenanhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite
(FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x
420 mm/14 kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon / $\leq 6500K$
- Helligkeitsregelung / System Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau ± 5 Stufen



- Konturenanhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite (FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x 420 mm/14 kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

