



## **PENTAX EPK-I5000 HD+ VIDEOPROZESSOR LICHTQUELLE**

**SKU: J022025**

**~~6.199,00 €~~ 6.084,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Pentax EPK-i5000 HD+ Videoprozessor mit Lichtquelle ist ein leistungsstarkes System für die Endoskopie, das Ärzten ermöglicht, präzise Diagnosen mit hochauflösenden Bildern zu stellen. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Bildtechnologie und einer effizienten Lichtquelle ist es ein unverzichtbares Gerät in der modernen medizinischen Diagnostik und in minimalinvasiven Eingriffen. Es verbessert sowohl die Bildqualität als auch die Behandlungsgenauigkeit und bietet eine benutzerfreundliche Lösung für medizinisches Fachpersonal.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

