



PENTAX EPK-I5000

SKU: IV112024

5.999,00 € ~~5.850,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pentax EPK-i5000 ist ein leistungsstarker Videoprozessor für Endoskopie-Systeme, das eine hochauflösende Bildgebung und benutzerfreundliche Steuerung für verschiedene diagnostische und chirurgische Anwendungen bietet. Es ist besonders geeignet für Kliniken und Ärzte, die regelmäßige Endoskopie-Untersuchungen durchführen müssen und dabei auf präzise Visualisierung angewiesen sind. Das Gerät hilft dabei, genaue Diagnosen zu stellen und minimal-invasive Eingriffe effizient durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

