



## PENTAX FC-38MV KOLONOSKOP

**SKU:** W112011

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Inkl.Koffer  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

MODELL	Pentax FC-38MV
Sehfeld, deg	120
Tiefe, mm	3-100
Dioptrien	+ 2-8
Distalen Ende, deg	Up / Down: 180/180 Rechts :/ Links: 160/160
Distalen Ende Durchmesser, mm	13,4
Einfügen Diemeter, mm	12,8
Arbeitskanal Durchmesser, mm	3,8
Nutzlänge, mm	1 300
Länge, mm	1 645



Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

