



[PENTAX FI-13RBS - FI 13 RBS FIBER INTUBATION SCOPES FI-RBS](#)

SKU: AQ112023

2.021,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Pentax FI-13RBS** ist ein hochwertiges *Fiber-Intubationsendoskop*, das präzise und sichere Atemwegssicherung bei schwierigen Intubationen ermöglicht. Dank seiner flexiblen Bauweise und exzellenten Bildqualität unterstützt es medizinisches Fachpersonal effektiv bei der Visualisierung der Atemwege.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pentax FI-13RBS Fiber Intubation Scope** ist ein hochentwickeltes medizinisches Endoskop, das speziell für die flexible fiberoptische Intubation entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und schonende Einführung des Endotrachealtubus bei schwierigen Atemwegen und trägt somit maßgeblich zur Patientensicherheit in der Anästhesie und Intensivmedizin bei.

Hauptmerkmale und technische Spezifikationen:

- **Optik:** Hochwertige Fiberoptik mit exzellenter Bildqualität zur klaren Visualisierung der Atemwege.
- **Durchmesser:** 3,8 mm Außendurchmesser, ideal für den Einsatz bei Erwachsenen und teilweise bei Kindern.
- **Arbeitskanal:** Integrierter Arbeitskanal für die Einführung von Hilfsmitteln wie Saugsonden oder Führungskathetern.
- **Biigsamkeit:** Flexible Spitze mit einem Biegewinkel von bis zu 130° nach oben und 130° nach unten, um eine optimale Navigation durch die anatomischen Strukturen zu gewährleisten.



- **Länge:** Gesamtlänge ca. 40 cm, passend für die meisten klinischen Anwendungen.
- **Material:** Robuste, biokompatible Materialien, die Mehrfachverwendung und einfache Reinigung ermöglichen.

Anwendungsgebiete:

- Flexible fiberoptische Intubation bei Patienten mit schwierigem Atemweg.
- Unterstützung bei der Sicherung der Atemwege in der Anästhesie und Notfallmedizin.
- Diagnostische Inspektion der oberen Atemwege.
- Training und Simulation für medizinisches Fachpersonal.

Vorteile des Pentax FI-13RBS:

- Ermöglicht eine präzise und sichere Intubation auch unter erschwerten Bedingungen.
- Hochauflösende Fiberoptik für eine exzellente Bilddarstellung und verbesserte Sichtbarkeit.
- Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle.
- Kompatibel mit gängigen Endotrachealtuben und Zubehör.
- Robust und langlebig, was eine kosteneffiziente Nutzung gewährleistet.

Das **Pentax FI-13RBS** Fiber Intubation Scope stellt somit ein unverzichtbares Instrument für Anästhesisten, Intensivmediziner und Notfallpersonal dar, das höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Patientensicherheit erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

