



## PENTAX FI-16BS // FI 16BS FIBROLARYNGOSKOPE

**SKU:** U052023

**1.428,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PENTAX FI-16BS ist eine flexible Endoskopsonde, die häufig in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt wird. Hier sind einige der wichtigsten Spezifikationen und Merkmale dieser Endoskopsonde:

### ### Technische Spezifikationen:

- Typ: Flexible Endoskopsonde
- Durchmesser: Ca. 5,9 mm
- Länge: Ca. 1,6 m (abhängig von der spezifischen Modellvariante)
- Biegung: Flexibles Design, das eine einfache Navigation in verschiedenen anatomischen Strukturen ermöglicht
- Sichtfeld: Breites Sichtfeld für eine verbesserte Sicht auf das Untersuchungsgebiet
- Bildqualität: Hohe Bildqualität mit klaren und detaillierten Bildern
- Kamera: Integrierte Kamera für die Bildübertragung an ein Monitor- oder Aufzeichnungssystem
- Lichtquelle: Verwendung von Hochleistungslichtquellen für eine optimale Beleuchtung des Untersuchungsbereichs

### ### Anwendungsgebiete:



- Gastroenterologie
- Bronchoskopie
- Urologie
- Allgemein Chirurgie

### Sicherheitsmerkmale:

- Biokompatible Materialien
- Leicht zu reinigende Oberflächen zur Gewährleistung der Hygiene

### Zubehör:

- Kompatibel mit verschiedenen PENTAX-Endoskopgeräten und -Zubehörteilen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

