



[PENTAX PENTAX EG-2990I EG 2990 I GASTROSCOPE](#)

SKU: CL032024

5.500,00 € 4.289,22 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pentax EG-2990i ist ein fortschrittliches flexibles Gastroskop, das in der Endoskopie verwendet wird, um den oberen Gastrointestinaltrakt zu untersuchen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des EG-2990i:

1. **Bildqualität:** Das EG-2990i bietet eine hochauflösende Bildgebung mit einer verbesserten Lichtquelle, die eine klare Sicht auf die Schleimhäute und andere Strukturen im Magen und Zwölffingerdarm ermöglicht.
2. **Erweiterte Funktionalität:** Es unterstützt verschiedene Technologien wie die digitale Bildverarbeitung und kann mit verschiedenen Zubehörteilen für diagnostische und therapeutische Eingriffe kombiniert werden.
3. **Ergonomisches Design:** Das Gastroskop ist so gestaltet, dass es dem Bediener Komfort bietet und die Handhabung während des Eingriffs erleichtert.
4. **Flexibilität:** Die Flexibilität des Geräts ermöglicht eine einfache Navigation durch den oberen Gastrointestinaltrakt, was besonders wichtig ist, um verschiedene Bereiche effektiv zu erreichen.
5. **Anwendungen:** Es wird häufig zur Diagnose von Erkrankungen wie Gastritis, Geschwüren oder Tumoren eingesetzt und kann auch zur Durchführung von Biopsien oder anderen therapeutischen Verfahren verwendet werden.
6. **Integration:** Das EG-2990i kann in moderne Endoskopiesysteme integriert werden, was die Dokumentation und Analyse der Ergebnisse erleichtert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

