



## [PENTAX PSV-4000 // PSV 4000 PROZESSOR KONSOLE MIT KAMERAKOPF UND TASTATUR](#)

**SKU:** AL072022 - AG092025

Der **Pentax PSV-4000** ist eine hochmoderne Prozessor-Konsole, die eine präzise Bildverarbeitung für endoskopische Anwendungen gewährleistet. Ausgestattet mit einem integrierten Kamerakopf und einer ergonomischen Tastatur bietet das System eine effiziente Steuerung und optimale Bildqualität für diagnostische und therapeutische Eingriffe.



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Pentax PSV-4000** ist eine hochmoderne **Prozessor-Konsole**, die speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Dieses System vereint innovative Technologie mit benutzerfreundlichem Design und bietet somit eine optimale Lösung für vielfältige diagnostische und therapeutische Anwendungen.

Die Konsole ist ausgestattet mit einem integrierten **Kamerakopf** und einer ergonomisch gestalteten **Tastatur**, welche eine präzise und intuitive Steuerung ermöglichen. Durch die Kombination dieser Komponenten wird eine nahtlose Bildverarbeitung und -übertragung gewährleistet, was zu einer exzellenten Bildqualität und effizienten Arbeitsabläufen beiträgt.

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der Kamerakopf liefert gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Ergonomisches Design:** Die Tastatur ist optimal positioniert und bietet eine intuitive Bedienung, um Arbeitsprozesse im Untersuchungsraum zu erleichtern.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Endoskopen und Peripheriegeräten, wodurch flexible Einsatzmöglichkeiten entstehen.



- **Robuste Verarbeitung:** Die Konsole ist für den dauerhaften Einsatz in klinischen Umgebungen konzipiert und überzeugt durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- **Einfache Integration:** Lässt sich problemlos in bestehende medizinische IT-Infrastrukturen integrieren und unterstützt standardisierte Schnittstellen.

Der **Pentax PSV-4000** eignet sich ideal für den Einsatz in gastroenterologischen, pulmonologischen und anderen endoskopischen Untersuchungen, bei denen höchste Präzision und Bildqualität erforderlich sind. Dank seiner fortschrittlichen Technologie unterstützt er Mediziner dabei, Diagnosen schneller und sicherer zu stellen sowie Behandlungsentscheidungen zu optimieren.

Zusammenfassend bietet die **PSV-4000 Prozessor-Konsole** mit Kamerakopf und integrierter Tastatur eine leistungsfähige, benutzerfreundliche und zuverlässige Lösung für moderne Endoskopie-Anwendungen, die sowohl den klinischen Anforderungen als auch den Bedürfnissen des medizinischen Fachpersonals gerecht wird.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

