



PERIMETER ZEISS HUMPHREY FIELD ANALYZER, MODELL 740I – FIELD ANALYSER PERIMETER

SKU: AS062025

Perimeter Zeiss Humphrey Field Analyzer, Modell 740i ist ein hochpräzises Diagnostikgerät zur computergestützten Messung des Gesichtsfelds, das insbesondere in der Glaukomdiagnostik und neuro-ophthalmologischen Untersuchung eingesetzt wird. Durch seine zuverlässige und schnelle Analyse unterstützt es Augenärzte bei der frühzeitigen Erkennung und Verlaufskontrolle von Sehstörungen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

