



PFM SLIDE 2003 MIKROTOM **SCHNITTENMIKROTOM**

SKU: BC122024-NV

PFM Slide 2003 Mikrotom ist ein präzises Schnittenmikrotom, das für die Herstellung dünner und gleichmäßiger Gewebeschnitte in der histologischen Diagnostik entwickelt wurde. Es gewährleistet eine zuverlässige Schnittqualität und eine einfache Handhabung für optimale Ergebnisse im Laboralltag.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PFM Slide 2003 Mikrotom ist ein hochpräzises, zuverlässiges Gerät für die Probenpräparation in der Histologie, Pathologie und biomedizinischen Forschung. Es bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, hohe Präzision bei der Schnitterstellung und eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Gerät ist ideal für die gewebebasierte Diagnostik und Forschung und trägt zur Reproduzierbarkeit und Genauigkeit von histologischen Untersuchungen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

