



[PHILIPS 865122 INTELLIVUE MONITOR CHARGER](#)

SKU: FE072024

465,00 € 397,80 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips 865122 IntelliVue Monitor Charger ist ein zuverlässiges Ladegerät, das speziell für die schnelle und sichere Stromversorgung von IntelliVue Patientenmonitoren entwickelt wurde. Durch seine kompakte Bauweise gewährleistet es eine optimale Mobilität und kontinuierlichen Betrieb im klinischen Umfeld.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips 865122 IntelliVue Monitor Charger ist ein Ladegerät, das speziell für die IntelliVue-Monitor-Serie von Philips entwickelt wurde. Diese Monitore werden häufig in klinischen Umgebungen eingesetzt, um Patienten zu überwachen und wichtige Vitalzeichen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung zu erfassen.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des Philips 865122 IntelliVue Monitor Chargers:

1. **Kompatibilität:** Der Charger ist mit verschiedenen Modellen der IntelliVue-Monitore kompatibel, was eine flexible Nutzung in verschiedenen klinischen Umgebungen ermöglicht.
2. **Schnelles Laden:** Das Gerät bietet eine effiziente Ladefunktion, sodass die Monitore schnell wieder einsatzbereit sind.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Charger ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist und eine klare Anzeige des Ladezustands bietet.
4. **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen sowohl den Monitor als auch den Charger vor



Überladung und anderen potenziellen Problemen.

5. **Platzsparendes Design:** Oftmals sind diese Charger so gestaltet, dass sie wenig Platz benötigen und leicht in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden können.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

