



[PHILIPS 865243 - 4 SLOT MODULE RACK -](#)

SKU: K112022-NV

Das Philips 865243 4-Slot Module Rack bietet eine zuverlässige und kompakte Lösung zur Aufnahme und Organisation von bis zu vier Modulen in medizinischen Geräten. Es gewährleistet eine sichere Verbindung und optimale Leistung für den professionellen Einsatz im klinischen Umfeld.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips 865243 4-Slot Module Rack** ist eine hochwertige und vielseitige Lösung zur Aufnahme und Organisation von medizinischen Modulen. Dieses Modulrack wurde speziell für den Einsatz in professionellen klinischen Umgebungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Plattform für den Anschluss mehrerer Geräte oder Module.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **4-Slot-Design:** Ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss und Betrieb von bis zu vier medizinischen Modulen, was eine flexible und effiziente Nutzung der verfügbaren Hardware-Ressourcen sicherstellt.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, gewährleistet das Rack eine langlebige und stabile Unterbringung der Module, selbst unter anspruchsvollen klinischen Bedingungen.
- **Einfache Integration:** Das Modulrack ist kompatibel mit verschiedenen Philips-Systemen und unterstützt eine nahtlose Integration in bestehende medizinische Geräteinfrastrukturen.
- **Optimierte Kühlung:** Das Design fördert eine effektive Wärmeableitung, um eine Überhitzung der eingesetzten Module zu vermeiden und somit eine zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliche Handhabung:** Die Module können leicht eingesetzt und ausgetauscht werden, was Wartungsarbeiten und den Geräte austausch deutlich vereinfacht.

Anwendungsbereiche:



Das Philips 865243 4-Slot Module Rack eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen verschiedene Module für die Patientenüberwachung, Diagnostik oder Therapie eingesetzt werden. Durch seine modulare Bauweise unterstützt es die Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen und erleichtert die Skalierung von Systemen.

Fazit:

Mit dem Philips 865243 4-Slot Module Rack erhalten Sie ein robustes, flexibles und benutzerfreundliches Modulunterbringungssystem, das speziell für den professionellen medizinischen Einsatz konzipiert ist. Es unterstützt die effiziente Nutzung von medizinischen Modulen und trägt somit zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Sicherstellung einer hohen Behandlungsqualität bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

