



PHILIPS / ATL 10.0 MHZ SONDE LINEAR
LA10040

SKU: E072011-02

Linear I-Ultraschallkopf 10.0 Mhz

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear -Ultraschallkopf 10.0 Mhz
geeignet unter anderen für PHILIPS DIAGNOST 360

Im sehr guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

