



**PHILIPS / ATL C8-4V TRANSVAGINAL 4 - 8
MHZ ENDOVAGINAL VAGINAL**

SKU: AC042014-03

Bezeichnung . C8-4V

Hersteller . ATL // PHILIPS

für ATL 3000, 3500 , 5000,

Vaginal // Transvaginal 4 - 8 MHz

Anwendung : Endovaginal Vaginal

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C8-4V

Hersteller . ATL // PHILIPS

für ATL 3000, 3500 , 5000,

Vaginal // Transvaginal 4 - 8 MHz

Anwendung : Endovaginal Vaginal



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

