



PHILIPS ATL HDI 3500 SONOGRAPHIE INKL 03 SONDEN

SKU: AC042014

zzgl. Versandkosten

Das Gerät ist wird mit folgenden Sonden geliefert

1 x C5-2 Curved Array

1 x L12-5 38mm Liear Probe

1 x C8-4V Vaginal // Endovaginal

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät ist wird mit folgenden Sonden geliefert



1 x C5-2 Curved Array

1 x L12-5 38mm Liear Probe

1 x C8-4V Vaginal // Endovaginal

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





