



PHILIPS C5-2 KONVEX SONDE

SKU: B012022-K // J0122023-K

699,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für . Philips HD 11 , HD11XE ,
IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 2.0-5 Mhz

Anwendung. Konvex , Abdomen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für . Philips HD 11 , HD11XE , IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 2.0-5 Mhz

Anwendung. Konvex , Abdomen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

