



PHILIPS C8-4V ENDPVAGINAL VAGINAL PROBE

SKU: AX032023-K - FG042025-K

~~1.499,00 €~~ 1.299,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE ,
HD15 . IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 4.0-8 Mhz

Anwendung. Vaginal ; Endovaginal

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE , HD15 . IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 4.0-8 Mhz

Anwendung. Vaginal ; Endovaginal



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

