



### **PHILIPS C8-4V**

**SKU:** AP042024-K

**1.444,00 € 920,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Intra Cavity
- Frequenzband: 4.0 - 8.0 MHz.
- Kompatibel mit : Philips HD11; Philips HD11XE; Philips EnVisor; Philips HD7; Philips HD7XE

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Weight**

2 kg

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

