



PHILIPS CONVEX 3.5MHZ C3540 ABDOMEN KONVEX SONDE

SKU: L102013-01

Konvex Sonde 3.5Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C3540
Hersteller . PHILIPS
für Philips Sterling
Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz
Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Konvex Sonde 3.5Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

