



[PHILIPS CX-50 + S5-1 KARDIOSONDE + L12-3 LINEAR SONDE + PRINTER S.W 3.1.2](#)

SKU: AT052024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips CX-50 ist ein leistungsstarkes, tragbares Ultraschallsystem, das mit der *S5-1 Kardiosonde* für hochauflösende kardiovaskuläre Bildgebung und der *L12-3 Linear Sonde* für präzise Gefäß- und Weichteiluntersuchungen ausgestattet ist. Die integrierte **Printer Software 3.1.2** ermöglicht eine effiziente Dokumentation und Ausgabe der Untersuchungsergebnisse in klinischer Qualität.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör, Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips CX50** ist ein hochmodernes, tragbares Ultraschallsystem, das speziell für die kardiovaskuläre Bildgebung entwickelt wurde. Es bietet herausragende Bildqualität, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine intuitive Bedienoberfläche, die den klinischen Workflow optimiert. Mit seiner kompakten Bauweise eignet sich das System ideal für den Einsatz in Kliniken, Praxen und im mobilen Bereich.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei hochwertige Schallsonden:

- **S5-1 Kardiosonde:** Diese Phased-Array-Sonde ist speziell für die transthorakale und transösophageale Echokardiographie konzipiert. Sie ermöglicht eine exzellente Darstellung der Herzanatomie und -funktion, einschließlich Doppler- und Farbflussuntersuchungen.
- **L12-3 Linear Sonde:** Diese Linearsonde bietet eine hohe Frequenz für detaillierte Bildgebung oberflächennaher Strukturen. Sie eignet sich ideal für die Gefäßdiagnostik, Muskuloskelettale

Untersuchungen und kleine Organanalysen.

Zusätzlich ist die Softwareversion **Printer S.W 3.1.2** enthalten, die eine effiziente und zuverlässige Bilddokumentation ermöglicht. Die integrierte Druckfunktion unterstützt verschiedene Druckeroptionen und erleichtert die Erstellung von Befundberichten direkt am Ultraschallsystem.

Hauptmerkmale des Philips CX50 Systems:

- Hochauflösende Bildgebung mit Philips-eigener XRES und PureWave Technologie
- Vielseitige Schallkopfauswahl für unterschiedliche klinische Anwendungen
- Erweiterte Doppler-Modi zur präzisen hämodynamischen Beurteilung
- Ergonomisches Design mit leichtem Gewicht für optimale Mobilität
- Intuitive Benutzeroberfläche mit anpassbaren Einstellungen und schneller Bildaufnahme
- Nahtlose Integration in Kliniknetzwerke und PACS-Systeme

Das Philips CX50 Ultraschallsystem mit der S5-1 Kardiosonde, der L12-3 Linear Sonde und der Printer Software 3.1.2 stellt eine umfassende Lösung für die kardiovaskuläre Diagnostik und darüber hinaus dar. Es unterstützt Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und eine patientenorientierte Versorgung sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 80 kg



GALLERIE

