



## PHILIPS HD 5 HD5 + C5-2 + C8-4V + L12-3 – GYNASCHINE FARBDOPPLER

**SKU:** JF052025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips HD 5 HD5 System mit den Sonden C5-2, C8-4v und L12-3 ist eine leistungsstarke Gynäkologie-Maschine mit hochauflösendem Farbdoppler, die präzise Diagnosen durch exzellente Bildqualität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten unterstützt.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips HD5 HD5 + C5-2 + C8-4v + L12-3** ist ein hochmodernes Gynäkologie-Ultraschallsystem mit Farbdopplerfunktion, das speziell für die Anforderungen in der gynäkologischen und geburtshilflichen Diagnostik entwickelt wurde. Dieses System bietet eine hervorragende Bildqualität kombiniert mit vielseitigen Sondenoptionen, um eine präzise und sichere Diagnostik zu gewährleisten.

### Systemübersicht:

- **Philips HD5 Ultraschallsystem:** Ein robustes, benutzerfreundliches System mit intuitiver Bedienoberfläche und vielseitigen Bildgebungsfunktionen.
- **Farbdoppler-Technologie:** Ermöglicht die detaillierte Darstellung und Beurteilung von Blutfluss und Gefäßstrukturen in Echtzeit, was besonders in der Gynäkologie und Geburtshilfe von großer Bedeutung ist.

### Enthaltene Sonden:

- **C5-2 Konvexsonde:** Ideal für abdominale und gynäkologische Untersuchungen mit tiefem Eindringvermögen



und guter Bildauflösung.

- **C8-4v Vaginalsonde:** Speziell für die transvaginale Bildgebung konzipiert, ermöglicht sie hochauflösende Bilder der inneren weiblichen Geschlechtsorgane.
- **L12-3 Linearsonde:** Perfekt für oberflächennahe Untersuchungen und detaillierte Darstellung von kleinen Strukturen.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Hohe Bildqualität:** Fortschrittliche Signalverarbeitung und optimierte Sonden gewährleisten scharfe, klare Bilder für eine präzise Diagnostik.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Das System eignet sich für gynäkologische, geburtshilfliche, abdominale und vaskuläre Untersuchungen.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und leicht bedienbare System unterstützt effizientes Arbeiten und reduziert Belastungen im klinischen Alltag.
- **Erweiterte Doppler-Funktionen:** Farbdoppler, Pulsed-Wave- und Power-Doppler ermöglichen eine umfassende Gefäßbeurteilung.
- **Anpassbare Einstellungen:** Individuelle Presets und Bildoptimierungsfunktionen erleichtern die Anpassung an verschiedene Untersuchungsanforderungen.

**Indikationen:** Das Philips HD5 Ultraschallsystem mit den Sonden C5-2, C8-4v und L12-3 ist ideal für:

- Gynäkologische Diagnostik (z. B. Uterus, Ovarien, Endometrium)
- Geburtshilfliche Untersuchungen (z. B. fetale Beurteilung, Plazenta, Fruchtwasser)
- Beurteilung von Gefäßen mittels Farbdoppler
- Oberflächennahe Untersuchungen und kleine Strukturen

Mit dem Philips HD5 HD5 + C5-2 + C8-4v + L12-3 erhalten Sie ein zuverlässiges Ultraschallsystem, das durch seine Flexibilität und Bildqualität die tägliche Arbeit in der gynäkologischen Praxis oder Klinik optimal unterstützt und die diagnostische Sicherheit erhöht.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

