



## [PHILIPS HD7XE // HD 7 XE // HD7 XE - L12-3 + C6-3 + S4-2 KARDIOMASCHINE DOM2010](#)

**SKU:** CN122022

**7.000,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips HD7 XE ist ein vielseitiges Kardiologie-Ultraschallsystem, ausgestattet mit den Sonden L12-3, C6-3 und S4-2, das präzise Bildgebung für eine umfassende kardiologische Diagnostik ermöglicht. Es überzeugt durch hohe Bildqualität und anwenderfreundliche Bedienung, ideal für den klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips HD7 XE** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, speziell konzipiert für die kardiovaskuläre Diagnostik. Dieses vielseitige Gerät kombiniert fortschrittliche Bildgebungstechnologien mit einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und ermöglicht präzise Untersuchungen im Bereich der Herzdiagnostik.

Die Lieferung umfasst die Schallkopftypen **L12-3** (Linearschallkopf), **C6-3** (Konvexschallkopf) sowie **S4-2** (Sektorschallkopf), die zusammen eine umfassende Diagnostik verschiedener Herzanatomien und -funktionen ermöglichen. Dadurch ist das System für unterschiedliche klinische Anwendungen bestens geeignet, von transthorakalen Untersuchungen bis hin zu speziellen transösophagealen Untersuchungen.

### Hauptmerkmale des Philips HD7 XE Kardiomaschine:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Ermöglicht detailreiche Visualisierung von Herzwänden, Klappen und Gefäßen.
- **Doppler-Technologie:** Farb-, Puls- und Power-Doppler zur präzisen Beurteilung von Blutfluss und



Herzfunktion.

- **Flexible Schallkopfoptionen:** Die Kombination aus Linearschallkopf, Konvex- und Sektorschallkopf deckt ein breites Untersuchungsfeld ab.
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Bedienung durch intuitives Interface und anpassbare Einstellungen für effiziente Arbeitsabläufe.
- **Speicher- und Dokumentationsfunktionen:** Umfangreiche Möglichkeiten zur Bildspeicherung, Befunddokumentation und Datenexport.

Das Philips HD7 XE ist ideal für den Einsatz in kardiologischen Praxen, Kliniken und Krankenhäusern, die auf präzise und zuverlässige Herzultraschalluntersuchungen angewiesen sind. Mit seiner Kombination aus technischer Präzision und Benutzerfreundlichkeit unterstützt dieses System die Diagnostik und Therapieplanung auf höchstem Niveau.

Zusammengefasst bietet die **Philips HD7 XE Kardiomaschine** mit den Schallköpfen L12-3, C6-3 und S4-2 ein leistungsstarkes und vielseitiges Ultraschallsystem für eine umfassende kardiologische Bildgebung und Analyse.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

