




[PHILIPS HEARTSTART MRX DEFIBRILLATOR](#)

SKU: BL082025

Der **PHILIPS HeartStart MRx Defibrillator** ist ein hochentwickeltes, mobiles Gerät zur schnellen und effektiven Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Er kombiniert fortschrittliche Defibrillationstechnologie mit umfassender Überwachungsfunktion, um medizinisches Personal optimal bei Notfalleinsätzen zu unterstützen.



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **PHILIPS HeartStart MRx Defibrillator** ist ein hochmodernes, professionelles medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Notfallsituationen entwickelt wurde. Dieses multifunktionale Gerät kombiniert zuverlässige Defibrillation mit umfassender Patientenüberwachung und ermöglicht somit eine schnelle und effektive Behandlung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Fortschrittliche Defibrillationstechnologie:** Der HeartStart MRx nutzt biphasische Impulse, die individuell an den Patienten angepasst werden können, um eine effektive und schonende Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus zu gewährleisten.
- **Umfassende Patientenüberwachung:** Das Gerät bietet kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern wie EKG, SpO₂, Blutdruck (non-invasiv und invasiv), Kapnographie (EtCO₂) sowie Temperatur. Dies ermöglicht eine präzise Beurteilung des Zustands des Patienten in Echtzeit.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das benutzerfreundliche Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion unterstützt medizinisches Personal durch klare Visualisierungen und einfache Bedienung auch in stressigen Notfallsituationen.
- **Mobiles und robustes Design:** Der HeartStart MRx ist leicht und kompakt, ideal für den Transport und den



Einsatz im Rettungsdienst. Das robuste Gehäuse schützt das Gerät vor Stößen und widrigen Umgebungsbedingungen.

- **Datenmanagement und Dokumentation:** Das Gerät speichert kritische Ereignisse und Vitaldaten automatisch, die später zur Analyse und Dokumentation einfach auf einen Computer übertragen werden können. Dies unterstützt die Qualitätssicherung und Nachbereitung von Notfalleinsätzen.
- **Erweiterungsmöglichkeiten:** Der HeartStart MRx kann mit zusätzlichen Modulen und Zubehör ausgestattet werden, um den individuellen Anforderungen in Klinik und Rettungsdienst gerecht zu werden.

Anwendungsbereiche:

- Akutmedizinische Versorgung im Krankenhaus, insbesondere auf Intensiv- und Notfallstationen
- Notfallrettung und präklinische Versorgung durch Rettungsdienste
- Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) und Defibrillation bei Kammerflimmern und anderen lebensbedrohlichen Arrhythmien
- Kontinuierliche Überwachung kritisch kranker Patienten

Der PHILIPS HeartStart MRx Defibrillator steht für **Zuverlässigkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit** und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, lebensrettende Maßnahmen schnell, sicher und effektiv durchzuführen. Durch seine vielseitigen Funktionen und die intuitive Bedienbarkeit ist er ein unverzichtbares Gerät in der modernen Notfallmedizin.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

