



PHILIPS HEARTSTART XL BIPHASIC DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITORING

SKU: DT082024

~~1.399,00 €~~ **807,30 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips HeartStart XL ist ein biphasischer Defibrillator, der für den Einsatz in Notfallsituationen konzipiert ist. Er bietet nicht nur die Möglichkeit zur Defibrillation, sondern auch eine umfassende Überwachung des Elektrokardiogramms (EKG). Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Philips HeartStart XL:

1. **Biphasische Defibrillation:** Der HeartStart XL verwendet eine biphasische Energieabgabe, die als effektiver gilt als monophysische Systeme. Dies ermöglicht eine bessere Reanimation bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen.
2. **EKG-Überwachung:** Das Gerät bietet eine kontinuierliche EKG-Überwachung, die es medizinischem Personal ermöglicht, den Herzrhythmus des Patienten während der Behandlung zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Defibrillator ist so gestaltet, dass er einfach zu bedienen ist, auch unter Stressbedingungen. Ein intuitives Bedienfeld und klare Anweisungen auf dem Bildschirm unterstützen das medizinische Personal bei der Anwendung.
4. **Automatische Analyse:** Der HeartStart XL kann automatisch den Herzrhythmus analysieren und entscheiden, ob eine Defibrillation erforderlich ist. Dies reduziert die Zeit bis zur Behandlung und erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederbelebung.
5. **Energieeinstellungen:** Das Gerät ermöglicht die Anpassung der Energieeinstellungen für verschiedene Defibrillationsprotokolle, was Flexibilität in der Behandlung bietet.
6. **Datenaufzeichnung:** Der Defibrillator kann wichtige Daten während eines Einsatzes aufzeichnen, einschließlich EKG-Daten und Informationen über durchgeführte Schocks. Diese Daten können später zur Analyse und Dokumentation verwendet werden.



7. **Robuste Bauweise:** Der Philips HeartStart XL ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit.
8. **Akku-Management:** Das Gerät verfügt über ein intelligentes Akku-Management-System, das sicherstellt, dass der Akku immer betriebsbereit ist und rechtzeitig gewartet wird.

Der Philips HeartStart XL ist somit ein vielseitiges und zuverlässiges Gerät für die Notfallmedizin, das sowohl Defibrillation als auch EKG-Überwachung in einem kompakten Design vereint.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

