



[PHILIPS HEARTSTART XL](#)

SKU: CK042024

~~2.199,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips HeartStart XL ist ein tragbares Defibrillator-Gerät, das für den Einsatz in Notfallsituationen konzipiert ist. Es wird häufig in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen medizinischen Einrichtungen verwendet, um Patienten mit Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder pulslosem ventrikulärem Tachykardie zu behandeln.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des Philips HeartStart XL:

1. **Automatisierte Analyse:** Der HeartStart XL analysiert den Herzrhythmus des Patienten und entscheidet, ob ein Schock erforderlich ist. Dies hilft, die richtige Behandlung schnell bereitzustellen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so gestaltet, dass es auch von nicht spezialisierten Benutzern einfach bedient werden kann. Klare Anweisungen und visuelle Hinweise führen den Benutzer durch den Defibrillationsprozess.
3. **Energieeinstellungen:** Der HeartStart XL bietet verschiedene Energieeinstellungen für die Defibrillation, was eine Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten ermöglicht.
4. **Monitoring-Funktionen:** Das Gerät kann auch als Monitor verwendet werden, um wichtige Vitalzeichen wie Herzfrequenz und EKG aufzuzeichnen und anzuzeigen.
5. **Robustheit:** Der HeartStart XL ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hohe Zuverlässigkeit.
6. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten die Möglichkeit, Daten zu speichern und zu übertragen, was für die Nachverfolgung von Patienten und die Qualitätssicherung wichtig ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

