



**PHILIPS HP / AGILENT C5040 NR.21373A**  
**CONVEX SONDE**

**SKU:** 09-022013-OQ

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hersteller: PHILIPS / HP

Modell : C5040

Applikation: Abdominal OB / GYN

7,5 / 5 / 3,5 MHz Curved

Geeignet für folgende Modelle:

HP 4500, HP 5500, HP 7500, Image Point, Image Point HX, and EnVisor

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

