



## PHILIPS INTELLIVUE MP5 MP 5 PATIENTENMONITOR – ÜBERWACHUNGSMONITOR

SKU: BM042026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenüberwachung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips IntelliVue MP5** ist ein kompakter und robuster Patientenmonitor, der speziell für den Einsatz während des Patiententransports sowie für die stationäre Überwachung auf Normal- und Intensivstationen entwickelt wurde.

Kernmerkmale

- **Display:** Hochauflösender 8,4-Zoll-Farbbildschirm (TFT), der über einen **Touchscreen** bedient wird.
- **Portabilität:** Er verfügt über einen integrierten Tragegriff und eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden, was ihn ideal für klinikinterne Transporte macht.
- **Messparameter:** Standardmäßig überwacht er EKG (3/5/12 Ableitungen), SpO2 (Philips, Masimo oder Nellcor), Blutdruck (NIBP) und Temperatur. Optional können invasive Drücke (IBP) und CO2 (Kapnographie) hinzugefügt werden.
- **Vernetzung:** Er lässt sich nahtlos in das Philips IntelliVue-Netzwerk integrieren, sodass Daten an eine zentrale Überwachungsstation (PIIC) übertragen werden können.

Modellvarianten & Konfigurationen

- **MP5:** Die Standardversion für die allgemeine Überwachung.
- **MP5T:** Eine speziell für den Transport optimierte Variante mit Fokus auf die wichtigsten Basismesswerte.
- **MP5SC (Spot Check):** Fokus auf die schnelle Erfassung von Vitaldaten (NIBP, SpO2, Temp) ohne kontinuierliches EKG-Monitoring.

Technische Vorteile

- **Vielseitigkeit:** Trotz der geringen Größe bietet der MP5 die gleiche Benutzeroberfläche wie die großen Monitore der IntelliVue-Serie (z. B. MP70), was den Schulungsaufwand minimiert.



- **Hygienesdesign:** Das lüfterlose Gehäuse reduziert die Staubaufwirbelung und erleichtert die Desinfektion.
- **Datenspeicher:** Er verfügt über einen Trendspeicher für Vitalwerte von bis zu 48 Stunden.

Das Gerät ist ein Standard in vielen Krankenhäusern und wird gebraucht oft für die Tiermedizin oder als preiswerte Lösung für kleinere Praxen aufbereitet.

Möchten Sie wissen, welche **Software-Optionen** für eine spezifische Fachabteilung (z. B. Anästhesie oder Neonatologie) verfügbar sind

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

