



PHILIPS MP70 MP 70 + M3001A MODUL - 03 STCK

SKU: AR032026

Der **Philips IntelliVue MP70** ist ein hochmoderner Patientenmonitor, der präzise Vitalparameter in Echtzeit erfasst und darstellt. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und umfassenden Konnektivität unterstützt er die klinische Entscheidungsfindung und verbessert die Patientenüberwachung in kritischen Versorgungssituationen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips IntelliVue MP70** ist ein hochmoderner Patient Monitor, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet umfassende Überwachungsmöglichkeiten und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, jederzeit präzise und zuverlässige Vitaldaten zu erfassen und zu analysieren.

Umfangreiche Überwachungsfunktionen:

- **Kontinuierliche Überwachung** von Herzfrequenz, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) sowie Temperatur.
- Unterstützung verschiedener invasiver Messungen wie **pulmonaler Arterienkatheter** und **herzzyklusbasierter Parameter**.
- Integration von **kapnographischen Messungen (CO2)** zur Überwachung der Atemfunktion.

Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit:

- Großes, hochauflösendes Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche für eine schnelle und sichere

Bedienung.

- Modulares Design ermöglicht die individuelle Anpassung und Erweiterung der Überwachungsparameter je nach klinischem Bedarf.
- Flexible Montageoptionen, darunter Bettenhalterungen, Wagen oder Wandmontage, für eine optimale Integration in verschiedene Patientenumgebungen.

Datenmanagement und Vernetzung:

- Nahtlose Integration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) und elektronische Patientenakten (EPA) zur effizienten Dokumentation und Nachverfolgung.
- Umfangreiche Schnittstellen für den Datenaustausch mit anderen medizinischen Geräten und Systemen.
- Fähigkeit zur Fernüberwachung und Alarmweiterleitung, um die Patientenversorgung auch außerhalb direkter Sichtweite zu gewährleisten.

Sicherheit und Zuverlässigkeit:

- Hohe Messgenauigkeit durch modernste Sensortechnologien und algorithmische Signalverarbeitung.
- Zuverlässige Alarmfunktionen mit konfigurierbaren Einstellungen zur frühzeitigen Erkennung kritischer Zustände.
- Robustes Gehäuse und geprüfte Elektrosicherheit gewährleisten den sicheren Einsatz im klinischen Alltag.

Der **Philips IntelliVue MP70** ist somit eine erstklassige Lösung für die umfassende Patientenüberwachung im intensivmedizinischen Bereich, OP, Notaufnahme oder anderen klinischen Abteilungen, die höchste Anforderungen an Präzision, Flexibilität und Sicherheit stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

