



**PHILIPS IU22 + C9-4 + L12-5 + C8-5 +
PUREWAVE C5-1 ALL OPTION OPEN - SW:
6.3.6.343 DOM 2014**

SKU: AU032023

7.777,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips IU22 Ultraschallsystem mit den Sonden C9-4, L12-5, C8-5 und PureWave C5-1 bietet vielseitige, hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnosen in verschiedenen klinischen Anwendungen. Ausgestattet mit der Softwareversion 6.3.6.343 (DOM 2014) gewährleistet es zuverlässige Leistung und optimale Bildqualität. Dieses offene System ermöglicht flexible Anpassungen für individuelle medizinische Anforderungen.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips IU22 Ultraschallsystem** ist eine hochmoderne diagnostische Plattform, die speziell für anspruchsvolle klinische Anwendungen entwickelt wurde. Mit der Softwareversion **6.3.6.343** und dem Herstellungsdatum **2014** bietet dieses System eine beeindruckende Kombination aus Bildqualität, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Das Paket umfasst die folgenden Schallkopftypen, die für verschiedene Untersuchungsbereiche optimiert sind:

- **C9-4:** Konvexer Schallkopf mit breitem Frequenzspektrum, ideal für Abdomen- und gynäkologische Untersuchungen.

- **L12-5:** Linearer Schallkopf mit hoher Auflösung für oberflächliche Strukturen wie Gefäße, Muskeln und kleine Gelenke.
- **C8-5:** Konvexer Schallkopf, der eine gute Penetration und Auflösung für allgemeine Abdomenanwendungen bietet.
- **PureWave C5-1:** Fortschrittlicher konvexer Schallkopf mit PureWave-Technologie, der eine herausragende Bildqualität auch bei schwierigen Patientenbedingungen gewährleistet.

Alle Optionen sind beim System „Open“ verfügbar, was eine flexible Anpassung an klinische Bedürfnisse ermöglicht und eine erweiterte Funktionalität sicherstellt.

Die Philips IU22 Plattform zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Hervorragende Bildqualität:** Hochauflösende Bildgebung dank innovativer Technologien wie PureWave-Schallkopftechnologie und adaptivem Beamforming.
- **Breites Anwendungsspektrum:** Von der Kardiologie über die Radiologie bis hin zur Gefäßdiagnostik – vielseitig einsetzbar.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ergonomisches Design und benutzerfreundliche Steuerung für effiziente Arbeitsabläufe.
- **Erweiterte Softwarefunktionen:** Automatisierte Messungen, 3D/4D-Imaging und umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Hochwertige Verarbeitung und Philips-Qualitätsstandards garantieren einen langfristigen Betrieb.

Zusammenfassend bietet das **Philips IU22 Ultraschallsystem mit den Schallköpfen C9-4, L12-5, C8-5 und PureWave C5-1** eine exzellente Lösung für medizinische Einrichtungen, die eine präzise und vielseitige Bildgebung benötigen. Die Kombination aus moderner Hardware, umfassenden Optionen und bewährter Software macht dieses System zu einer wertvollen Investition für eine Vielzahl diagnostischer Anwendungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

