



## PHILIPS KARDIOMASCHINE IE33 + C5-1 + L9-3 + S5-1 DOM 2011 VOLLAUSGESTATTET

SKU: CL042024

~~9.420,00 €~~ **8.190,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Philips Kardiomaschine IE33 ist ein hochentwickeltes Ultraschallgerät, das speziell für die kardiologische Bildgebung konzipiert wurde. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Beurteilung der Herzstruktur und -funktion, einschließlich 2D- und 3D-Echokardiographie, Doppler-Ultraschall und Stress-Echokardiographie.

Einige der Hauptmerkmale des IE33 sind:

1. **Bildqualität:** Das Gerät nutzt fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien, um hochauflösende Bilder zu liefern, die eine präzise Diagnose ermöglichen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, was die Bedienung erleichtert und die Effizienz bei der Durchführung von Untersuchungen erhöht.
3. **Portabilität:** Das IE33 ist relativ kompakt und kann in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt werden, von der Notaufnahme bis hin zu spezialisierten kardiologischen Praxen.
4. **Vielfältige Anwendungen:** Es unterstützt verschiedene kardiologische Anwendungen, einschließlich der Beurteilung von Herzklappen, der Messung der Herzfunktion und der Analyse von Blutflussmustern.
5. **Integration:** Das Gerät kann oft in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, was den Austausch von Patientendaten erleichtert.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

