



PHILIPS L12-5 50 ULTRASCHALLSONDE PROBE

SKU: G092024

~~2.999,00 €~~ **2.599,74 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Philips L12-5 ist eine hochfrequente Ultraschallsonde, die häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Sie gehört zur Kategorie der Linearsonden und wird typischerweise für die Untersuchung von oberflächennahen Strukturen verwendet, wie zum Beispiel bei der Beurteilung von Weichteilen, Gefäßen oder in der Kardiologie.

Hier sind einige Merkmale der Philips L12-5 Ultraschallsonde:

1. **Frequenzbereich:** Die Sonde arbeitet im Frequenzbereich von 12 bis 5 MHz, was eine hohe Auflösung bei der Bildgebung ermöglicht, jedoch die Eindringtiefe begrenzt.
2. **Anwendung:** Sie wird häufig in der Gefäßdiagnostik, bei musculoskeletal Ultraschalluntersuchungen sowie in der pädiatrischen und gynäkologischen Ultraschalldiagnostik eingesetzt.
3. **Design:** Die Sonde hat ein flaches, lineares Design, das eine präzise Abbildung von Oberflächenstrukturen ermöglicht.
4. **Bildqualität:** Aufgrund ihrer hohen Frequenz bietet die L12-5 exzellente Bildqualität und Detailgenauigkeit für oberflächliche Strukturen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

