



PHILIPS L12-5 LINEAR SONDE - PROBE

SKU: UB012024-K

~~1.222,00 €~~ **999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear Array Vaskular

Frequenz: 5.0 - 12.0 MHz.

Kompatibel: Philips HD11; Philips HD11XE; Philips iU2, ...

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

