



PHILIPS L12-5 LINEAR SONDE

SKU: L012023-K

1.250,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE ,
IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 5.0-12 Mhz 50 mm

Anwendung. mamma , Small Parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE , IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor

Frequency 5.0-12 Mhz 50 mm

Anwendung. mamma , Small Parts

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

