



## [PHILIPS MP50 MP 50 + INTELLIVUE X2 PATIENTEN MONITOR](#)

**SKU:** CW052025

Der **Philips MP50** in Kombination mit dem **IntelliVue X2** Patientenmonitor bietet präzise Überwachung lebenswichtiger Parameter in Echtzeit und gewährleistet höchste Zuverlässigkeit im klinischen Alltag. Dieses modulare System überzeugt durch intuitive Bedienung und flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene medizinische Fachbereiche.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Philips MP50 Patientenmonitor** in Kombination mit dem **IntelliVue X2** ist eine hochmoderne Lösung für die kontinuierliche Überwachung von Patienten in kritischen und nicht-kritischen Versorgungssituationen. Dieses System bietet eine präzise, zuverlässige und flexible Überwachung von Vitalparametern, die den klinischen Anforderungen in Intensivstationen, Notaufnahmen, Operationssälen und anderen medizinischen Einrichtungen gerecht wird.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Erweiterte Überwachung:** Der MP50 unterstützt eine Vielzahl von Parametern wie EKG, SpO2, NIBP, invasive Blutdruckmessung, Temperatur, CO2 und weitere, um eine umfassende Patientenbeurteilung zu gewährleisten.
- **IntelliVue X2 Erweiterungsmodule:** Das IntelliVue X2 Modul ermöglicht die Integration zusätzlicher Messparameter und erweitert somit die Funktionalität des Monitors ohne zusätzlichen Platzbedarf.
- **Hochauflösendes Farbdisplay:** Das brillante, gut ablesbare Display bietet eine übersichtliche Darstellung aller Messwerte, Trendkurven und Alarme, was schnelle klinische Entscheidungen unterstützt.
- **Modulares Design:** Durch das modulare Konzept können verschiedene Messmodule flexibel hinzugefügt oder



ausgetauscht werden, wodurch das System an individuelle Anforderungen angepasst werden kann.

- **Netzwerkfähigkeit und Datenmanagement:** Der MP50 ist kompatibel mit dem IntelliVue Patientenüberwachungssystem, ermöglicht die Integration in Krankenhausnetzwerke und unterstützt eine effiziente Datenübertragung sowie das Management von Patientendaten.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit Touchscreen und Tasten erleichtert die schnelle und sichere Bedienung durch medizinisches Fachpersonal.

#### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Display: 10,4 Zoll Farb-LCD
- Messparameter: 3-Kanal EKG, SpO2, NIBP, invasive Blutdruckmessung, Temperatur, CO2 (optional)
- Alarmmanagement: Individuell einstellbare Alarmer mit visuellem und akustischem Signal
- Schnittstellen: Netzwerkanschluss, USB, serielle Schnittstellen
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akkupuffer für unterbrechungsfreie Überwachung

Der **Philips MP50 Patientenmonitor mit IntelliVue X2** ist somit eine vielseitige, zuverlässige und innovative Lösung für die Patientenüberwachung, die den hohen Anforderungen moderner klinischer Umgebungen gerecht wird. Durch seine präzisen Messungen und die flexible Erweiterbarkeit unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, Patienten sicher und effizient zu betreuen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

