



[PHILIPS MPT7-4](#)

SKU: QF122023

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips MPT7-4 ist ein multiplanarer transösophagealer Echokardiographie-Schallkopf (TEE), der mit den Ultraschallgeräten ATL HDI-1000, HDI-3000 und HDI-5000 kompatibel ist. Er arbeitet im Frequenzbereich von 4,0 bis 7,0 MHz und eignet sich für hochauflösende kardiologische Untersuchungen über die Speiseröhre.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

