



PHILIPS RESPIRONICS V60 V 60 BEATMUNGSGERÄT

SKU: AI112024

~~1.999,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Beatmungsgerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Philips Respironics V60 ist ein vielseitiges Beatmungsgerät, das für die nicht-invasive und invasive Beatmung von Patienten eingesetzt wird. Es wird häufig in klinischen Umgebungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen und bei der Heimbeatmung verwendet. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des V60 Beatmungsgeräts:

1. **Modi der Beatmung:** Das V60 unterstützt verschiedene Beatmungsmodi, darunter CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) und andere unterstützende Modi, die an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über ein intuitives Benutzerinterface mit einem klaren Display, das eine einfache Bedienung und Anpassung der Einstellungen ermöglicht.
3. **Echtzeit-Überwachung:** Das V60 bietet umfassende Überwachungsfunktionen, die es dem medizinischen Personal ermöglichen, wichtige Parameter wie Atemfrequenz, Tidalvolumen und Druck in Echtzeit zu verfolgen.
4. **Kompatibilität:** Es kann mit verschiedenen Masken und Zubehörteilen verwendet werden, um den Komfort des Patienten zu maximieren.
5. **Transportfähigkeit:** Das Gerät ist relativ kompakt und leicht, was es für den Transport zwischen verschiedenen Abteilungen oder für den Einsatz im häuslichen Umfeld geeignet macht.
6. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten Optionen zur Datenspeicherung und -übertragung, sodass Ärzte die Behandlungsergebnisse analysieren und anpassen können.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

