



PHILIPS – S3-1 KARDIOSONDE - ECHOSONDE

SKU: I012023-k

~~1.120,00 €~~ **1.053,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Philips S3-1 Kardiosonde ist eine hochentwickelte Ultraschallsensor für die kardiologische Diagnostik und wird in der Echokardiografie eingesetzt, um präzise Bilder des Herzens und seiner Funktion zu liefern. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Kardiologie, sowohl für die Diagnose als auch für die Überwachung von Herzpatienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

