



PHILIPS S5-1 ECHOSONDE SEKTOR ULTRASCHALLSONDE

SKU: H032023-K // 0032023-K

~~1.599,00 €~~ **1.100,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Philips S5-1 Echosonde** ist eine hochauflösende Sektor-Ultraschallsonde, die präzise Bildgebung für kardiologische Untersuchungen bietet. Sie überzeugt durch hervorragende Eindringtiefe und exzellente Detaildarstellung, um eine zuverlässige Diagnostik zu gewährleisten.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Philips S5-1 Echosonde** ist eine hochmoderne **Sektor-Ultraschallsonde**, die speziell für den Einsatz in der kardiologischen Bildgebung entwickelt wurde. Sie bietet hervorragende Bildqualität und eine präzise Darstellung anatomischer Strukturen des Herzens, was eine zuverlässige Diagnostik und Behandlungsplanung ermöglicht.

Dank ihres Frequenzbereichs von **1 bis 5 MHz** gewährleistet die S5-1 Sonde eine optimale Penetration bei gleichzeitig hoher Auflösung. Dies ist besonders wichtig für die transthorakale Echokardiographie, wo tieferliegende Strukturen des Herzens sichtbar gemacht werden müssen.

Wesentliche Merkmale der Philips S5-1 Echosonde:

- **Sektor-Array-Technologie:** Ermöglicht einen breiten Bildwinkel bei geringem Sondenkopf, was die Untersuchung in engen anatomischen Bereichen erleichtert.
- **Breiter Frequenzbereich (1-5 MHz):** Optimale Balance zwischen Bildauflösung und Eindringtiefe.



- **Ergonomisches Design:** Für eine komfortable Handhabung während langer Untersuchungen.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für nahtlose Integration mit Philips Ultraschallsystemen, um höchste Bildqualität und Systemleistung zu garantieren.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer bei intensivem klinischem Einsatz.

Die Philips S5-1 Sonde unterstützt vielfältige Untersuchungsmethoden, darunter:

- Transthorakale Echokardiographie (TTE)
- Erweiterte kardiovaskuläre Diagnostik
- Funktionelle und strukturelle Herzbewertung

Durch die Kombination aus fortschrittlicher Ultraschalltechnologie und benutzerfreundlichem Design ist die Philips S5-1 Echosonde eine verlässliche Wahl für Kardiologen und medizinisches Fachpersonal, die präzise und aussagekräftige Herzbilder benötigen.

Fazit: Die Philips S5-1 Ultraschall-Sektorsonde bietet herausragende Bildqualität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Benutzerfreundlichkeit – ideal für die professionelle kardiologische Bildgebung und Diagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

