



**PHILIPS SRO 33100 ROT 350 X-RAY TUBE**  
**PARTS P/N 989000085841**

**SKU: N/A**  
**2.000,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Röhre : SRO 33100 ROT 350  
Tiefenblende Typ: 9890 00C 85841

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Röhre : SRO 33100 ROT 350  
Tiefenblende Typ: 9890 00C 85841

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 40 kg



## GALLERIE

