



PHILIPS STERLING 7.5/3.5MHZ DPLX PROBE

SKU: L102013 -2 // AG022017

199,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 7.5/3.5 DPLX

Hersteller . PHILIPS

für Philips Sterling

Konvex Ultraschallkopf 7.5Mhz 3.3Mhz

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 7.5/3.5 DPLX

Hersteller . PHILIPS

für Philips Sterling

Konvex Ultraschallkopf 7.5Mhz 3.3Mhz

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 1 kg



GALLERIE

