



PHILIPS SURESIGNS VM6 ÜBERWACHUNGSMONITOR

SKU: EU082025

zzgl. Versandkosten

Philips SureSigns VM6 Überwachungsmonitor

bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung lebenswichtiger Parameter in Echtzeit, ideal für den Einsatz in klinischen Umgebungen. Das kompakte Design und die benutzerfreundliche Bedienoberfläche ermöglichen eine effiziente Patientenüberwachung und unterstützen medizinisches Personal bei schnellen Entscheidungen.



Categories: Überwachungsmonitor

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





