



PHILIPS TYP PRACTIX 300 RÖNTGEN- AUFNAHMEGERÄT FAHRBAR

SKU: F022026

``html

Das **Philips Practix 300** ist ein fahrbares Röntgen-Aufnahmeggerät, das durch hohe Bildqualität und flexible Mobilität überzeugt. Es eignet sich ideal für schnelle und präzise Diagnostik in verschiedenen klinischen Umgebungen.

...



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips Typ Practix 300** ist ein fahrbares Röntgen-Aufnahmeggerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Bildgebung, die eine sichere Diagnostik unterstützt.

Produktmerkmale und technische Details:

- **Mobilität:** Das Gerät ist auf einem robusten, fahrbaren Gestell montiert, das einen einfachen Transport und eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Behandlungsräumen ermöglicht.
- **Röntgenquelle:** Hochwertige Röntgenröhre mit stabiler Strahlungsleistung für klare und scharfe Bilder.
- **Bedienung:** Intuitive Steuerung mit übersichtlichem Bedienfeld zur einfachen Einstellung von Belichtungsparametern.
- **Bildqualität:** Optimierte Belichtungstechniken gewährleisten eine hervorragende Bildauflösung bei gleichzeitig niedriger Strahlenbelastung für den Patienten.
- **Flexibilität:** Einstellbare Höhe und Neigung der Röntgenröhre zur Anpassung an verschiedene Untersuchungsarten und Patientengrößen.



- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen und strenge Qualitätskontrollen entsprechen den aktuellen medizinischen Standards und gesetzlichen Vorgaben.

Anwendungsbereiche:

Das Philips Practix 300 ist ideal geeignet für den mobilen Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Notfall- und Intensivstationen
- Pflegeeinrichtungen
- Ambulanten Praxen
- Orthopädischen und traumatologischen Abteilungen

Vorteile für den Anwender:

- Hohe Flexibilität durch fahrbares Design
- Ergonomische Bedienung erleichtert den Arbeitsalltag
- Reduzierte Strahlenexposition bei zuverlässiger Bildqualität
- Robuste Bauweise für den dauerhaften Einsatz
- Kompatibilität mit verschiedenen Röntgenfilmen und digitalen Detektoren

Das **Philips Typ Practix 300** Röntgen-Aufnahmeggerät verbindet modernste Technik mit anwenderfreundlichem Design und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Fachkräfte, die Wert auf Mobilität und Präzision legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

